

FICHA TÉCNICA COLLAR CERVICAL REGULABLE



Descripción

Collar cervical fácil y rápido de usar. Material interior es suave y hace que el paciente se sienta cómodo, evitando lesiones secundarias. Este producto se utiliza preventivamente en todos los pacientes que presentan una lesión (ya sea contusa o penetrante).

Características Técnicas

- Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello.
- Fabricado sin látex.
- 4 posiciones de regulación (Tall, Regular, Short y No-neck).
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzados.
- Incluye sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado.
- Guías de ajustes simétricos para correcta alineación.
- Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente (realización de palpaciones).
- Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.

Aplicaciones

- | | |
|---------------|---------------|
| -Rescate | -Triturado |
| -Industria | -Mantención |
| -Aserrado | -Bomberos |
| -Empacado | -Cementos |
| -Agroquímicos | -Construcción |
| -Minería | -Alimenticia |
| -Hospitalaria | -Canteras |
| -Automotriz | -Harineras |
| -Cruz Roja | -Obra Civil |

Uso

1. Correcta inmovilización de la cabeza y de corresponder o no haber contra-indicaciones, posicionamiento neutral y alineado de la misma.

2. Medición del espacio existente entre el músculo trapecio y la apófisis mastoides con los dedos de la mano.
3. Colocación adecuada del collar.
4. Re-ajuste y re-aseguramiento del velcro.

Código

252300560267

Aprobaciones

EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008
EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010
EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010
EN 980:2008
FDA Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Empaque

Unidad
Peso unidad: 0,2 Kg
Caja master: 48 unidades
Peso GW: 12Kg
Medida caja master: 60*50*42 cm

MODO DE USO



**FÁCIL Y RAPIDO
DE USAR**

**SOPORTE DE
CABEZA Y CUELLO**

